

Extenset[®]

Extensores - prolongadores para perfusão



Extenset®

Extensores / prolongadores de perfusão.

Aplicações

Permitem prolongamento da linha de infusão, podendo ser usados em infusões gravitacionais ou em bombas.

Vantagens

- Maior conforto para o paciente;
- Conexões seguras e confiáveis;
- Diversos tamanhos e primes reduzidos conforme modelo;
- Luer Lock macho;
- Luer Lock fêmea e
- Adequados para uso com linhas de bombas de infusão.

Características técnicas

- Tubos prolongadores de diversos comprimentos;
- Terminações: Luer Lock macho / Luer Lock fêmea;
- Tampas protetoras em suas terminações / Conectores valvulados;
- Modelos: cristal, fotoprotetor e enteral;
- Conexões conforme ABNT NBR ISO 594-1 E 2 e
- Embalagem individual, papel grau cirúrgico.



Apresentações/variações:

- Caixa com 100 unidades.

Liberdade e facilidade

Modelos disponíveis:

Extensores 1 via



CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO	FRENCH	PRIME
EE510130	EE 0101 0000 (20 cm)	Extensor parenteral cristal	6 Fr	0,3 mL
EE510160	EE 0101 0000 (120 cm)	Extensor parenteral cristal	6 Fr	1,0 mL
EE510180	EE 0101 0000 (200 cm)	Extensor parenteral cristal	6 Fr	1,9 mL
EE510190	EE 0101 0000 (300 cm)	Extensor parenteral cristal	6 Fr	2,8 mL
EE520160	EE 0201 0000 (120 cm)	Extensor parenteral fotoprotetor	6 Fr	1,0 mL
EE520180	EE 0201 0000 (200 cm)	Extensor parenteral fotoprotetor	6 Fr	1,9 mL
EE520190	EE 0201 0000 (300 cm)	Extensor parenteral fotoprotetor	6 Fr	2,8 mL
EE530360	EE 0303 0000 (120 cm)	Extensor enteral c/ conector de nutrição escalonado	9 Fr	4,0 mL
EE530560	EE 0303 0000 (ISO) (120 cm)	Extensor enteral c/ conectores ENFit™	9 Fr	4,0 mL

Extensores c/ filtro



CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO	FRENCH	PRIME
EE512010	EE 0104 CF00 (15 cm)	Extensor parenteral cristal c/ filtro de 0,2µm e pinça corta fluxo	12 Fr	2,4 mL

Extensores 2 vias



CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO	FRENCH	PRIME
EE510500	EE 0101 CY00 (12 cm)	Extensor parenteral cristal c/ pinça corta fluxo	6 Fr	0,3 mL
EE510520	EE 0101 CY00 (18 cm)	Extensor parenteral cristal c/ pinça corta fluxo	6 Fr	0,4 mL
EE510600	EE 0101 CLY0 (12 cm)	Extensor parenteral cristal c/ conector valvulado e pinça corta fluxo	6 Fr	0,4 mL
EE510620	EE 0101 CLY0 (18 cm)	Extensor parenteral cristal c/ conector valvulado e pinça corta fluxo	6 Fr	0,5 mL
EE511400	EE 0104 CY00 (12 cm)	Extensor parenteral cristal c/ pinça corta fluxo	12 Fr	1,1 mL
EE511420	EE 0104 CY00 (18 cm)	Extensor parenteral cristal c/ pinça corta fluxo	12 Fr	1,7 mL
EE511500	EE 0104 CLY0 (12 cm)	Extensor parenteral cristal c/ conector valvulado e pinça corta fluxo	12 Fr	1,2 mL
EE511520	EE 0104 CLY0 (18 cm)	Extensor parenteral cristal c/ conector valvulado e pinça corta fluxo	12 Fr	1,8 mL

Extensores 4 vias



CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO	FRENCH	PRIME
EE511720	EE 0104 CZ00 (18 cm)	Extensor parenteral cristal c/ pinça corta fluxo	12 Fr	2,5 mL
EE511820	EE 0104 CLZ0 (18 cm)	Extensor parenteral cristal c/ conector valvulado e pinça corta fluxo	12 Fr	2,7 mL



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **Youtube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Telefone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Telefone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Telefone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Telefone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Contate a Samtronic ou um representante autorizado para obter mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedade da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

 samtronicbrasil

 samtronicbrasil

 samtronicbrasil

Resp. Técnica: Fabianna Franco Rondinelli CRF-SP 23913

Registro ANVISA
10188539002
10188539003
10188539004