

Catálogo de

Equipos

Giraset®, Milset®, Icaset®, Amiset® e Graviset®



Equipos

para administração parenteral e enteral

Giraset[®], Milset[®], Icaset[®], Amiset[®] e Graviset[®]

- Ampla variedade de modelos
- Opções livres de PVC e livres de DEHP
- Apirogênicos, atóxicos, estéreis e de uso único
- Modelos com conexões livres de agulhas
- Certificação INMETRO conforme legislação vigente*

Em conformidade com as diversas normas relativas ao segmento:



NORMA
ISO **8536-8****

Equipos para bombas de infusão



NORMA
ISO **8536-4*****

Equipos gravitacionais



NORMA
ISO **80369-7******

Conexões *luer* para infusões parenterais



NORMA
ISO **18250-3*******

Administração de dietas enterais para sistema fechado, com o conector ENPlus



NORMA
ISO **80369-3*******

Segurança na conexão, impossibilitando o uso em infusões parenterais, com o conector ENFit™



NORMA
EN **1615*******

Equipos para dietas enterais com o conector escalonado

*Exceção dos equipos e extensores enterais

**ISO 8536-8: Infusion equipment for medical use — Part 8: Infusion sets for single use with pressure infusion apparatus

***ISO 8536-4: Infusion equipment for medical use — Part 4: Infusion sets for single use, gravity feed

****ISO 80369-7 Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications

*****ISO 18250-3 - Connectors for reservoir delivery systems for healthcare applications - Part 3: Enteral applications

*****ISO 80369-3: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications

*****EN 1615: Enteral feeding catheters and enteral giving sets for single use and their connectors - Design and testing

Aplicações



Cristal

Equipos transparentes para infusões parenterais e transfusão de sangue

- Equipos para transfusão de sangue de acordo com a norma **ISO 1135-5***



Fotoprotetor

Administração de soluções fotossensíveis



Enteral

Administração de dietas enterais

- Conector ENFit™
- Conector ENPlus
- Conector escalonado



Produto fornecido com **código UDI**
(Identificação única para produtos da saúde)

*ISO 1135-5: Transfusion equipment for medical use — Part 5: Transfusion sets for single use with pressure infusion apparatus

Giraset®

Exclusivo para bombas de infusão ST550T2 e ST550T2 Plus enteral



Cristal


Bureta



Filtro de linha
0,22 µm





Válvula
antirrefluxo



Filtro de 180 µm
Transfusão de sangue



Fotoprotetor



- Filtro na câmara gotejadora (15 µm)
- Injetor lateral com membrana autocicatrizante
- Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

Enteral

Conector
escalonado



Conector
ENFit™



Conector
ENPlus



Intermediário
de silicone




Injetor lateral
(livre de agulha)



Bolsa sistema
aberto



Injetor lateral
ENFit™



- 2 vias
- Injetor lateral





Crystal

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EG 0424 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades
EG 0424 0CFI	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	14,6 mL	50 unidades
EG 0421 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades
EG 0421 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	14,0 mL	50 unidades
EG 0921 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	14,0 mL	25 unidades
EG 0521 0000	Transusão de Sangue e Hemocomponentes, com filtro na câmara de 180 µm e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades



Fotoprotetor

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EG 0425 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades
EG 0425 0CFI	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	14,6 mL	50 unidades
EG 0422 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	14,0 mL	50 unidades
EG 0922 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	14,0 mL	25 unidades
EG 0922 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, bureta e válvula antirrefluxo	14,0 mL	25 unidades
EG 0422 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	14,0 mL	50 unidades



Enteral

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EG 0323 0000	Com conector escalonado	14,0 mL	50 unidades
EG 0323 I000	Com injetor lateral com membrana autocicatrizante e conector escalonado	14,0 mL	50 unidades
EG 0623 CPT0 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	15,0 mL	50 unidades
EG 0623 CPTY (ISO)	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	13,0 mL	50 unidades
EG 0623 CPTY	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral livre de agulha e conector escalonado	13,0 mL	50 unidades
EG 0623 CT00	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EG 0623 CT00 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™	15,0 mL	50 unidades
EG 0623 BC00 (1000 mL)	Com bolsa sistema aberto de 1000 mL e conector escalonado	15,0 mL	25 unidades



Icaset[®]

Exclusivo para bomba de infusão **icatu s**



Possui dispositivo corta fluxo integrado para maior segurança

Cristal


Bureta



Filtro de linha
0,22 μm




Válvula
antirrefluxo





Injetor lateral
(livre de agulha)



Filtro de 180 μm
Transfusão de sangue



Fotoprotetor



- Filtro na câmara gotejadora (15 μm)
- Injetor lateral com membrana autocicatrizante
- Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

Enteral

Conector
escalonado



Conector
ENFit[™]



Conector
ENPlus




Injetor lateral
(livre de agulha)



Bolsa sistema
aberto



Injetor lateral
ENFit[™]



Intermediário
de silicone



- 2 vias
- Injetor lateral



Crystal

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EI 0424 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades
EI 0424 0000 3,00 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0424 CF10	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	17,0 mL	50 unidades
EI 0421 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades
EI 0421 0000 3,00 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0421 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	15,0 mL	50 unidades
EI 0921 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	16,0 mL	25 unidades
EI 0921 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, bureta e válvula antirrefluxo	15,0 mL	25 unidades
EI 0921 P000	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	15,0 mL	25 unidades
EI 0221 P000	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	16,0 mL	50 unidades
EI 0521 0000	Transfusão de Sangue e Hemocomponentes, com filtro na câmara de 180 µm e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades



Fotoprotetor

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EI 0425 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades
EI 0425 0000 3,00 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0425 CF10	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	17,0 mL	50 unidades
EI 0422 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	16,0 mL	50 unidades
EI 0422 0000 3,00 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0422 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	15,0 mL	50 unidades
EI 0922 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	16,0 mL	25 unidades
EI 0922 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, bureta e válvula antirrefluxo	15,0 mL	25 unidades
EI 0922 P000	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	15,0 mL	25 unidades
EI 0222 P000	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	16,0 mL	50 unidades



Enteral

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EI 0323 0000	Com conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EI 0323 0000 3,00 m	Com conector escalonado e comprimento 3,00 m	20,0 mL	50 unidades
EI 0623 CPT0 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	15,0 mL	50 unidades
EI 0623 CPTY (ISO)	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	13,0 mL	50 unidades
EI 0623 CPTY	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral livre de agulha e conector escalonado	13,0 mL	50 unidades
EI 0623 CT00	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector escalonado	16,0 mL	50 unidades
EI 0623 CT00 3,00 m	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), conector escalonado e comprimento 3,00 m	18,0 mL	50 unidades
EI 0623 CT00 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™	16,0 mL	50 unidades
EI 0623 CT00 (ISO) 3,00 m	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™ e comprimento 3,00 m	18,0 mL	50 unidades
EI 0623 BC00 (1000 mL)	Com bolsa sistema aberto de 1000 mL e conector escalonado	15,0 mL	25 unidades



Milset®

Exclusivo para bomba de infusão ST1000 SET



Cristal


Bureta



Filtro de linha
0,22 µm




Válvula
antirrefluxo





Injetor lateral
(livre de agulha)



Filtro de 180 µm
Transfusão de sangue



Fotoprotetor



- Filtro na câmara gotejadora (15 µm)
- Injetor lateral com membrana autocicatrizante
- Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

Enteral

Conector
escalonado



Conector
ENFit™



Conector
ENPlus




Injetor lateral
(livre de agulha)



Bolsa sistema
aberto



Injetor lateral
ENFit™



- 2 vias
- Injetor lateral



Crystal

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EM 0424 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0424 0000 2,80 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e comprimento 2,80 m	17,0 mL	50 unidades
EM 0424 OCFI	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0421 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0421 0000 2,80 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e comprimento 2,80 m	17,0 mL	50 unidades
EM 0421 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e válvula antirrefluxo	14,0 mL	50 unidades
EM 0921 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e bureta	14,0 mL	25 unidades
EM 0921 000P	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	14,0 mL	25 unidades
EM 0221 000P	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	14,0 mL	50 unidades
EM 0521 0000	Transusão de Sangue e Hemocomponentes, com filtro na câmara de 180 µm e injetor lateral com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades

LIVRE DE
PVC

LIVRE DE
DEHP

Intermediário
de silicone



Fotoprotetor

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EM 0425 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	15,0 mL	50 unidades
EM 0425 OCFI	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0422 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	14,0 mL	50 unidades
EM 0422 0000 2,80 m	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e comprimento 2,80 m	17,0 mL	50 unidades
EM 0422 A000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e válvula antirrefluxo	14,0 mL	50 unidades
EM 0922 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e bureta	14,0 mL	25 unidades
EM 0922 000P	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	14,0 mL	25 unidades
EM 0222 000P	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	14,0 mL	50 unidades

LIVRE DE
PVC

LIVRE DE
DEHP

Enteral

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EM 0323 0000	Com conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EM 0323 0000 2,80 m	Com conector escalonado e comprimento 2,80 m	17,0 mL	50 unidades
EM 0323 I000	Com injetor lateral com membrana autocicatizante e conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EM 0623 CPT0 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), injetor lateral ENFit™ e conector ENFit™	16,0 mL	50 unidades
EM 0623 CPTY (ISO)	Com duas vias, conector ENPlus (ponta CRUZ), ponta perfurante, injetor lateral livre de agulha e conector escalonado	13,0 mL	50 unidades
EM 0623 CPT0	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector escalonado	16,0 mL	50 unidades
EM 0623 CT00 2,80 m	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), conector escalonado e comprimento 2,80 m	18,0 mL	50 unidades
EM 0623 CT00 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™	16,0 mL	50 unidades
EM 0623 CT00 (ISO) 2,80 m	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™ e comprimento 2,80 m	18,0 mL	50 unidades
EM 0623 BC00 (1000 mL)	Com bolsa sistema aberto de 1000 mL e conector escalonado	15,0 mL	25 unidades

LIVRE DE
DEHP

Amiset®

Equipos não dedicados compatíveis com as bombas de infusão ST1000, **icatu** e demais bombas de infusão do mercado



Cristal


Filtro na câmara gotejadora (15 µm)




Bureta



Filtro de 180 µm
Transfusão de sangue



Fotoprotetor



Conector escalonado



Conector ENFit™



Conector ENPlus



Enteral



- Injetor lateral suplementar com membrana autocicatrizante

Graviset®

Equipo gravitacional

Conector escalonado



Conector ENPlus



Enteral





Cristal


Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EA 0421 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	15,0 mL	50 unidades
EA 0921 0000	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatizante e bureta	15,0 mL	25 unidades
EA 0521 0000	Transfusão de Sangue e Hemocomponentes, com filtro na câmara de 180 µm e injetor lateral com membrana autocicatizante	15,0 mL	50 unidades

Fotoprotetor

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EA 0422 0000	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatizante	15,0 mL	50 unidades

Enteral

Modelo	Descrição	Prime	Apresentação
EA 0323 0000	Com conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EA 0323 1000	Com injetor lateral com membrana autocicatizante e conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EA 0623 CT00	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector escalonado	15,0 mL	50 unidades
EA 0623 CT00 (ISO)	Com conector ENPlus (ponta CRUZ) e conector ENFit™	15,0 mL	50 unidades



Conector ENPlus

Enteral

Modelo	Descrição	Apresentação
EV 0323 0000	Com conector escalonado	60 unidades
EV 0623 CT00	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), pinça clamp e conector escalonado	60 unidades
EV 0623 T000	Com conector ENPlus (ponta CRUZ), conector escalonado e comprimento de 1,50 m	60 unidades





www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações.

Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

 samtronicbrasil

 samtronicbrasil

 samtronicbrasil

Anvisa Equipos - Giraset®, Milset®, Icaset®, Amiset® e Graviset®:
10188530058 / 10188530059 / 10188530060 / 10188530061 /
10188530062 / 10188530063 / 10188530071 / 10188530064 /
10188530073 / 10188530074 / 10188539009

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913