

Dispositivos

# Fotoprotetores

Assegure a integridade dos medicamentos com a linha de dispositivos Samtronic para soluções fotossensíveis




## Prevenção e Proteção



- Reduz a ação direta da luz, prevenindo alterações indesejadas na estabilidade do medicamento
- Preserva a segurança do paciente
- Assegura o efeito terapêutico desejado

**+25 MODELOS**

Entre equipos, seringas e extensores



Ex: Dopamina, Noradrenalina e Nitroprussiato\*

## Equipos

Giraset®, Milset®, Icaset® e Amiset®

Todos os equipos fotoprotectores são fornecidos com saco plástico protetor



### Referência bibliográfica:

· Dopamina: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q?nomeProduto=CLORIDRATO%20DE%20DOPAMINA>  
· Noradrenalina: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q?nomeProduto=HEMITARTARATO%20DE%20NOREPINEFRINA>  
· Nitroprussiato: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q?nomeProduto=NITROPRUS>

\*Consulte o fabricante do medicamento para informações sobre interações, compatibilidade e modo de usar

# Demais Dispositivos Fotoprotetores

## Extenset®

Extensor para uso em conjunto com seringas, equipos ou agulhas



## Serisam®

Seringas fotoprotetoras para uso em bombas de infusão. Disponíveis nos volumes 20 mL e 60 mL



Modelo	Linha	Descrição	Apresentação	Livre de PVC ou DEHP
EG 0425 0000	Giraset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de PVC
EG 0425 OCFI	Giraset®	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de PVC
EG 0422 0000	Giraset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de DEHP
EG 0922 0000	Giraset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	25 unidades	Livre de DEHP
EG 0922 A000	Giraset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, bureta e válvula antirrefluxo	25 unidades	Livre de DEHP
EG 0422 A000	Giraset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	50 unidades	Livre de DEHP
EM 0425 0000	Milset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de PVC
EM 0425 OCFI	Milset®	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de PVC
EM 0422 0000	Milset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de DEHP
EM 0422 0000 2,80 m	Milset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 2,80 m	50 unidades	Livre de DEHP
EM 0922 0000	Milset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	25 unidades	Livre de DEHP
EM 0422 A000	Milset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	50 unidades	Livre de DEHP
EM 0222 000P	Milset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	50 unidades	Livre de DEHP
EM 0922 000P	Milset®	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	25 unidades	Livre de DEHP
EI 0425 0000	Icaset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de PVC
EI 0425 0000 3,00 m	Icaset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	50 unidades	Livre de PVC
EI 0425 CFIO	Icaset®	Parenteral, com filtro de linha 0,22 µm, injetor lateral e injetor suplementar com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de PVC
EI 0422 0000	Icaset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	50 unidades	Livre de DEHP
EI 0422 0000 3,00 m	Icaset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e comprimento 3,00 m	50 unidades	Livre de DEHP
EI 0922 0000	Icaset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e bureta	25 unidades	Livre de DEHP
EI 0922 A000	Icaset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante, bureta e válvula antirrefluxo	25 unidades	Livre de DEHP
EI 0422 A000	Icaset®	Parenteral, com filtro, injetor lateral com membrana autocicatrizante e válvula antirrefluxo	50 unidades	Livre de DEHP
EI 0222 P000	Icaset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral livre de agulha	50 unidades	Livre de DEHP
EI 0922 P000	Icaset®	Parenteral, com filtro, bureta e injetor lateral livre de agulha	25 unidades	Livre de DEHP
EA 0422 0000	Amiset®	Parenteral, com filtro e injetor lateral com membrana autocicatrizante	50 unidades	N/A
EE 0201 0000	Extenset®	Extensor, 1 via, diâmetro 2,0mm (Fr 6) e comprimento 120 cm	100 unidades	Livre de DEHP
ES 0202 0000	Serisam®	Seringa 20 mL Luer Lock	50 ou 100 unidades	Livre de PVC
ES 0602 0000	Serisam®	Seringa 60 mL Luer Lock	40 ou 50 unidades	Livre de PVC

Verifique com nossos representantes as condições de comercialização dos produtos



[www.samtronic.com.br](http://www.samtronic.com.br)  
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse  
o canal  
do **YouTube**  
da Samtronic

**MATRIZ:**

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP  
Fone: +55 11 2244-7750

**UNIDADE FABRIL:**

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP  
Fone: +55 11 2490-1910

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:**

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP  
Fone: +55 11 2244-7835

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:**

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE  
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



samtronicbrasil



samtronicbrasil



samtronicbrasil