


# Girosam<sup>®</sup>

Torneiras de 3 vias - Duplicador de vias



# Girosam<sup>®</sup>

Acessório para múltiplas infusões

## Vantagens

- Aumenta as vias de infusão a partir de um único acesso;
- Permite administração de soluções sem a necessidade da utilização de agulhas;
- É compatível com nutrição parenteral e fármacos;
- Fornece resposta tátil a cada giro de 45 graus;
- Não permite a ocorrência de dobras dos cateteres, reduzindo a possibilidade de obstrução das linhas e
- Tem compatibilidade com antissépticos.

## Descrição

- 2 conexões luer lock fêmea;
- 1 conexão luer lock macho;
- Resistente a pressão de até 200 kPa e
- Fluxo máximo superior a 300 mL/minuto.




### Acesso fácil e seguro:

A torneira de 3 vias permite uma conexão fácil, garantindo uma infusão segura aos pacientes. Por meio dela, podem-se infundir soluções diferentes por uma única via de acesso.

Usada na infusão de substâncias endovenosas, intermitentes ou de uso contínuo, possibilita a conexão de equipos, extensores, seringas e outros dispositivos.

# Administração com Segurança

Combinações disponíveis da torneira de 3 vias



## Apresentações:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FRENCH	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FRENCH
EE127110 EE127120 EE127130	Torneira 3 vias Samtronic	**	EE127615 EE127625 EE127635	Torneira 3 vias Valvulada Samtronic c/ Extensor 120cm	8FR
EE127210 EE127220 EE127230	Torneira 3 vias valvulada Samtronic	**	EE127712 EE127722 EE127732	Torneira 3 vias Samtronic c/ Extensor 60cm	12FR
EE127512 EE127522 EE127532	Torneira 3 vias Samtronic c/ Extensor 60cm	8FR	EE127715 EE127725 EE127735	Torneira 3 vias Samtronic c/ Extensor 120cm	12FR
EE127515 EE127525 EE127535	Torneira 3 vias Samtronic c/ Extensor 120cm	8FR	EE127812 EE127822 EE127832	Torneira 3 vias Valvulada Samtronic c/ Extensor 60cm	12FR
EE127612 EE127622 EE127632	Torneira 3 vias Valvulada Samtronic c/ Extensor 60cm	8FR	EE127815 EE127825 EE127835	Torneira 3 vias Valvulada Samtronic c/ Extensor 120cm	12FR

- Descartável, estéril e de uso único;
- Caixa com 100 unidades, embaladas individualmente.

Todos os modelos disponíveis nas cores:



[www.samtronic.com.br](http://www.samtronic.com.br)  
[contato.sp@samtronic.com.br](mailto:contato.sp@samtronic.com.br)



Acesse  
o canal  
do **Youtube**  
da Samtronic

**MATRIZ:**

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP  
Telefone: +55 11 2244-7750

**UNIDADE FABRIL:**

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP  
Telefone: +55 11 2490-1910

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:**

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP  
Telefone: +55 11 2244-7835

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:**

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE  
Telefone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão cadastrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com o local. contato Contate a Samtronic ou um representante autorizado para obter mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedade da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



Resp. Técnica: Fabianna Franco Rondinelli CRF-SP 23913

ANVISA 10188539006