

icatu 4.0

Enteral

Bomba de Infusão Peristáltica



icatu 4.0 Enteral

Bomba de infusão **segura** e **precisa** para administração de dietas enterais.

Diferencie a terapia a ser infundida com segurança

Linha completa com equipamento e equipos **diferenciados pela cor roxa**.




Eficiência e otimização

Altere a administração de nutrição e de água com equipos de 2 vias.

Maior economia de insumos e tempo

Icaset®

Exclusivos para as bombas icatu S. Possuem dispositivo corta fluxo integrado para maior segurança. Modelos de 1 ou 2 vias e bolsa de sistema aberto, além de outras opções sob



Recomendação Internacional ENFit™

Prevenção de riscos por conexão acidental

Conexões escalonadas, ENPlus e ENFit™

(Consulte disponibilidade por modelo)

Segura e Intuitiva

Modos de programação exclusivos para nutrição enteral



Sensor de gotas uso opcional



Novo modo PAUSA



Novo sensor oclusão superior

APRESENTAÇÃO

CÓDIGO	MODELO
PB006461	icatu S 4.0 Enteral
PB006571	icatu S 4.0 Enteral WiFi



Produto fornecido com código UDI (identificação única para produtos da saúde)



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



samtronicbrasil



samtronicbrasil



samtronicbrasil

ENFit™ é uma marca registrada da Global Enteral Device
Supplier Association (GEDSA)

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa Icatu 4.0: 10188530084

Anvisa Icasel®: 10188530063