

icatu 4.0

intelli

Bomba de Infusão Peristáltica



LINHA

icatu 4.0 intelli

Bombas de infusão que proporcionam **precisão** e **segurança** na terapia infusional.

Novos modelos
Maior versatilidade

Opções
com **WiFi**



TCI

Infusão alvo controlada

15 protocolos

5 fármacos parametrizados, incluindo **Dexmedetomidina**.
Diversas aplicações clínicas: adulto, infantil, obesidade e obesidade mórbida.



PCA

Analgesia controlada pelo paciente

Inovadora com 7 protocolos

Controle preciso da dor aguda.
Qualidade de vida do paciente e **segurança** ao corpo clínico.



Enteral

Nutrição Enteral

Intuitiva e Segura

Modo de **programação exclusivo**.
Bomba e equipos dedicados - **diferenciados na cor roxa**.

intelli

Modo DERS

Redução de erros de dosagem

Biblioteca de drogas inteligente
parametrizada e customizada.



Tecnologia e conectividade

Softwares



SamMANAGER®

Agilidade

Gestão e monitoramento de diversas bombas de infusão,
a distância e em tempo real.

SamINTELLI®

Autonomia

Criação, customização e gerenciamento de biblioteca
de drogas inteligente.

SamLOG®

Confiabilidade

Histórico de infusões com **registro de até 8.000 eventos.**

Flexibilidade

Diversas aplicações em um único equipamento



Novas unidades no **modo PCD**:
mEq, ng, U, kU e mU



Incremento da vazão
0,01 mL/h



Sensor de gotas **uso opcional***



Novos modos de programação:
DERS, PCA, Rampa e Bolus Intermitente



Novo modo PAUSA



Novo sensor oclusão superior



Produto fornecido com **código UDI**
(identificação única para produtos da saúde)

Interconexão

Um único cabo para até **5 bombas** acopladas e empilhadas.



Dispositivos de infusão

Icaset®


Exclusivos para as bombas icatu S. Possuem dispositivo corta fluxo integrado para maior segurança.



Cristal



Fotoprotetor



Enteral

Modelos com
Recomendação
Internacional ENFit™

Amiset®

Equipos para bombas icatu e outros equipamentos de sistema aberto.

APRESENTAÇÕES icatu 4.0

CÓDIGO	MODELO
PB006441	icatu 4.0
PB006451	icatu S 4.0
PB006461	icatu S 4.0 Enteral
PB006571	icatu S 4.0 Enteral WiFi
PB006471	icatu 4.0 intelli
PB006481	icatu S 4.0 intelli
PB006501	icatu 4.0 intelli WiFi
PB006511	icatu S 4.0 intelli WiFi
PB006531	icatu 4.0 TCI intelli WiFi
PB006541	icatu S 4.0 TCI intelli WiFi
PB006551	icatu 4.0 PCA intelli WiFi
PB006561	icatu S 4.0 PCA intelli WiFi

Modelos "S": equipamentos para uso com dispositivos de infusão dedicados (Icaset®).
icatu Enteral disponível apenas no modelo "S".



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



ENFit™ é uma marca registrada da Global Enteral Device
Supplier Association (GEDSA)

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa icatu 4.0: 10188530084
Anvisa Amiset® e Icasef®: 10188530058 / 10188530059
10188530060 / 10188530061 / 10188530062 / 10188530063
10188530064 / 10188530073 / 10188530074 / 10188539009