

icatu 4.0

TCI intelli

Bomba de Infusão Peristáltica



icatu 4.0 TCI intelli

A mais completa do mercado

Bomba de infusão **alvo controlada para anestesia.**

7 NOVOS
PROTOCOLOS

Totalizando **15 opções** para anestesia total intravenosa - TIVA

PROPOFOL

PROTOCOLOS

Marsh
Fast Marsh
Schnider
White
Paedfusor
+(NOVOS)
New Cortinez
Eleveld
Kataria com Ke0
Short

REMIFENTANIL

PROTOCOLO

Minto

SUFENTANIL

PROTOCOLOS

Bovil
+(NOVO)
Gepts

NOVO MEDICAMENTO
DEXMEDETOMIDINA

PROTOCOLO

Hannivoort

ALFENTANIL

PROTOCOLOS

Maitre
+(NOVO)
Scott

Agora com **5 fármacos** parametrizados

Diversas aplicações clínicas:



adulto



infantil




obesidade



obesidade
mórbida

Precisão e Segurança na Anestesia



Versatilidade
10 modos de programação:
permite outras aplicações no
mesmo equipamento

Novo sensor
oclusão superior



Produto fornecido com **código UDI**
(identificação única para produtos da saúde)

Compatível com os softwares **SamINTELLI®** e **SamMANAGER®**.

APRESENTAÇÕES

CÓDIGO	MODELO
PB006531	icatu 4.0 TCI intelli WiFi
PB006541	icatu S 4.0 TCI intelli WiFi

Consulte a linha de dispositivos de infusão Samtronic.

Modelos "S": equipamentos para uso com dispositivos de infusão dedicados Icaset*

*Sensor de gotas opcional apenas nos modelos S



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



UM000223 REV00 05/22

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa icatu 4.0: 10188530084