


Serisam®

Seringas



Serisam[®]

Seringas para uso em bombas de infusão,
apirrogênicas, estéreis e de uso único.



Precisão e Segurança

- Desenvolvidas conforme a **Norma ISO 7886-2*** para uso em bombas de infusão.
- Em acordo com a **Portaria INMETRO 503/2011****.
- Segurança adicional na administração de soluções enterais com o conector ENFit[™], atendendo à **Norma ISO 80369-3*****.

Compatíveis com a bomba Samtronic modelos ST7000 e ST7000 S
e outros equipamentos de infusão por seringa.



APRESENTAÇÕES

CÓDIGO	MODELO	DESCRIÇÃO	VOLUME	APRESENTAÇÃO
EE120700	ES 0101 0000	Seringa Cristal Luer Lock	10 mL	100 ou 200 unidades
EE120100	ES 0201 0000	Seringa Cristal Luer Lock	20 mL	50 ou 100 unidades
EE120600	ES 0601 0000	Seringa Cristal Luer Lock	60 mL	40 ou 50 unidades
EE120800	ES 0202 0000	Seringa Fotoprotetora Luer Lock	20 mL	50 ou 100 unidades
EE120900	ES 0602 0000	Seringa Fotoprotetora Luer Lock	60 mL	40 ou 50 unidades
EE120500	ES 0103 0000	Seringa Enteral Luer Lock/ENFit [™]	10 mL	100 ou 200 unidades
EE120510	ES 0103 T000	Seringa Enteral Luer Lock/ENFit [™] com tampa	10 mL	100 ou 200 unidades
EE120200	ES 0203 0000	Seringa Enteral Luer Lock/ENFit [™]	20 mL	50 ou 100 unidades
EE120210	ES 0203 T000	Seringa Enteral Luer Lock/ENFit [™] com tampa	20 mL	50 ou 100 unidades
EE120300	ES 0603 0000	Seringa Enteral Luer Lock/ENFit [™]	60 mL	40 ou 50 unidades
EE120310	ES 0603 T000	Seringa Enteral Luer Lock/ENFit [™] com tampa	60 mL	40 ou 50 unidades

* ISO 7886-2: Sterile hypodermic syringes for single use - Part 2: Syringes for use with power-driven syringe pumps.

** Portaria INMETRO 503/2011: Requisitos de Avaliação da Conformidade para Seringas Hipodérmicas Estéreis de Uso Único. (Modelo Cristal e Fotoprotetor).

*** ISO 80369-3: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications. (Modelo Enteral).

Serisam® Cristal

Serisam® Fotoprotetora

Serisam® Enteral

PARA DROGAS FOTOSENSÍVEIS

PARA DIETAS ENTERAIS



Tampa oclusora
macho/fêmea



Conector
ENFit™
fêmea



Tampa
occlusora
ENFit™
fêmea



Extenset®
Cristal



Extenset®
Fotoprotetor



Extenset®
Enteral e ENFit™



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

ENFit™ é uma marca registrada da Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA)

Anvisa Serisam®: 10188530065 / 10188530082 / 10188530068

Anvisa Extensef®: 10188530054 / 10188530055 / 10188530056
10188539002 / 10188539003 / 10188539004

Anvisa Tampa Oclusora: 10188530079