

ST7000

intelli

Bomba de Infusão de Seringa



LINHA

ST7000 intelli

Bombas de seringa que permitem **alta precisão e segurança** na administração de infusões

- De acordo com **ABNT NBR IEC 60601-1***, **ABNT NBR IEC 60601-2-24**** e demais normas aplicáveis conforme Instrução Normativa ANVISA
- Opções com **WiFi**

Novos modelos
Diferentes demandas



PCA

Analgesia controlada pelo paciente

Parametrizada com os principais medicamentos utilizados para **controle efetivo de dor aguda**

Inovadora com **7 protocolos**



TCI

Infusão alvo controlada

5 diferentes anestésicos e sedativos em um sistema completo com **15 opções de protocolos**

7 novos incluindo **Eleveid e New Cortinez**

*ABNT NBR IEC 60601-1: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.

**ABNT NBR IEC 60601-2-24: Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de bombas de infusão e de controladores de infusão.



intelli

Modo DERS

Prevenção dos erros de medicação através de uma:

Biblioteca inteligente de drogas

SamINTELLI®

Software

Ferramenta intuitiva que permite à instituição **criar, customizar e gerenciar**

Biblioteca inteligente de drogas



Autonomia



Agilidade



Segurança

APRESENTAÇÕES

MODELO	DESCRIÇÃO
PB009071	Bomba de Infusão de Seringa ST7000
PB008071	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S
PB009081	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 intelli
PB008081	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S intelli
PB009121	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 intelli WiFi
PB008131	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S intelli WiFi
PB009091	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 TCI intelli WiFi
PB008091	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S TCI intelli WiFi
PB009201	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 PCA intelli WiFi
PB008121	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S PCA intelli WiFi

Modelos "S": equipamentos para uso com dispositivos de infusão dedicados

Versatilidade

Diferentes terapias no mesmo equipamento



Menu exclusivo para a área de Engenharia Clínica com a possibilidade de configurar padrões específicos na bomba de infusão



Interconexão de até **10 bombas**



Novas taxas de vazão e de bolus

vazão até 1.500 mL/h
e bolus até 1.800 mL/h

Novos modos de programação:
DERS, PCA, Vazão, Sequencial,
Bolus Intermitente e Rampa



Produto fornecido com **código UDI**
(identificação única para produtos da saúde)

Dispositivos de infusão



Serisam®

Seringas para uso em bombas de infusão. Disponíveis nos volumes 10 mL, 20 mL e 60 mL*



Extenset®

Extensores para uso em conjunto com seringas, equipos ou agulhas



Tampas Oclusoras

Tampas de proteção adaptáveis a conectores luer lock e ENFit™



Tampa oclusora Luer
macho/fêmea



Tampa oclusora ENFit™
fêmea



Tampa oclusora ENFit™
macho

*Consultar disponibilidade por modelo.

Os produtos são vendidos separadamente, consulte os nossos representantes para as condições de comercialização das seringas, extensores e tampas.



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



ENFit™ é uma marca registrada da Global Enteral Device
Supplier Association (GEDSA)

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa ST7000: 10188530070

Anvisa Serisam®: 10188530065 / 10188530082 / 10188530068

Anvisa Extenset®: 10188530054 / 10188530055 / 10188530056
10188539002 / 10188539003 / 10188539004

Anvisa Tampa Oclusora: 10188530079