

ST7000

TCI intelli

Bomba de Infusão de Seringa



LINHA

ST7000 TCI intelli

Bomba de infusão de seringa para **anestesia alvo controlada**

- De acordo com **ABNT NBR IEC 60601-1***, **ABNT NBR IEC 60601-2-24**** e demais normas aplicáveis conforme Instrução Normativa ANVISA

FÁRMACOS

PROTOCOLOS

Propofol

Marsh
Fast Marsh
Schnider
White
Paedfusor

New Cortinez
Eleveld
Kataria com Ke0
Short

Remifentanil

Minto

7 NOVOS
PROTOCOLOS

Totalizando 15
opções para o
anestesiologista

Sufentanil

Bovil

Gepts

Alfentanil

Maitre

Scott

Dexmedetomidina

Hannivoort

NOVO MEDICAMENTO

Agora com **5 fármacos** parametrizados

Amplas possibilidades de aplicações clínicas:



adulto



infantil



obesidade



**obesidade
mórbida**

*ABNT NBR IEC 60601-1: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.

**ABNT NBR IEC 60601-2-24: Equipamento eletromédico - Parte 2-24: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de bombas de infusão e de controladores de infusão.

Precisão e Segurança na Anestesia



Visualização em gráfico

Modo de programação MCI
Infusão controlada manualmente

Versatilidade
10 modos de programação:
permite outras terapias no mesmo equipamento

19 fármacos
adjuvantes cadastrados no MCI

Controle da concentração alvo (plasma ou efeito)

ST 7000 TCI intelli



Produto fornecido com **código UDI**
(identificação única para produtos da saúde)

Compatível com o software **SamINTELLI®** de criação e gestão de bibliotecas inteligentes de drogas.

APRESENTAÇÕES

MODELO	DESCRIÇÃO
PB009091	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 TCI intelli WiFi
PB008091	Bomba de Infusão de Seringa ST7000 S TCI intelli WiFi

Modelos "S": equipamentos para uso com dispositivos de infusão dedicados

Consulte a linha de dispositivos de infusão Samtronic:
seringas, extensores e fampas oclusras



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa ST7000: 10188530070