

SamMANAGER®

Gestão Inteligente da Infusão



SamMANAGER®

GESTÃO E MONITORAMENTO de bombas de infusão Samtronic, a distância e em tempo real.

- Gerencie até **25 leitos**.
- **Selecione o modo de visualização** por leitos ou por equipamentos.
- Conecte através de **Ethernet** ou **WiFi**.

Até
200 bombas



Otimização e Agilidade

- Acompanhe a infusão em cada paciente e priorize as ações necessárias.
- Antecipe-se ao fim da infusão e evite a interrupção da terapia.
- Silencie alarmes a distância.
- Envie dados do paciente e da bomba para o ERP Hospitalar e facilite a atualização do prontuário.



Segurança e Eficiência

- Monitore alarmes e alertas para intervenção imediata.
- Acesse relatórios com o registro completo da terapia aplicada e possíveis dados para investigações.
- Receba avisos de vencimento de manutenções e calibrações para melhor gestão dos equipamentos.



Compatível com as linhas icatu e ST7000 modelos intelli.

www.samtronic.com.br



Acesse o canal do YouTube da Samtronic

 samtronicbrasil

 samtronicbrasil

 samtronicbrasil

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP, Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP, Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP, Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE, Fone: +55 81 3092-3384

Anvisa ST7000 intelli: 10188530070

Anvisa icatu intelli: 10188530081

Anvisa icatu 4.0 intelli: 10188530084

Resp. Técnica: Fabiana Rondinelli CRF-SP: 23913

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

 Samtronic