

Tampas Oclusoras

Linha completa de tampas para garantir a segurança em linhas de infusão



CARACTERÍSTICAS

- Apirogênicas, atóxicas, estéreis e de uso único
- Compatíveis com conexões *Luer Lock*, *Luer Slip* e **ENFit™***
- Assepsia e oclusão de conectores valvulados**

SEGURANÇA

- Prevenção de riscos por conexão e desconexão acidental
- Diferenciação por cores
- Desinfecção ativa por até 7 DIAS*** com as tampas prontas para uso **SwabArt®**



NORMA
ISO 80369-3****



NORMA
ISO 80369-7****

Conexões **Luer**
Macho/Fêmea




Conexões **ENFit™**
Macho/Fêmea



SwabArt®

Desinfecção e oclusão de conectores valvulados



*ENFit™ é uma marca registrada da Global Enteral Device Supplier Association (GEDSA)

**Aplicável às tampas SwabArt®

***Se não for removida do conector

****ISO 80369-3: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 3: Connectors for enteral applications

****ISO 80369-7: Small-bore connectors for liquids and gases in healthcare applications - Part 7: Connectors for intravascular or hypodermic applications

Tampas Oclusras

Código Samtronic	Descrição	Apresentação
EE125100	Tampa para conector enteral ENFit™ (fêmea)	400 unidades
EE125200	Tampa para conector enteral ENFit™ (macho)	400 unidades
EE125300	Tampa Oclusras para conexões Luer (macho/fêmea)	400 unidades

SwabArt®

Código Samtronic	Descrição	Apresentação
RV111013	Tampa de Desinfecção SwabArt® C100 (TIRAS)	250 unidades (25 x 10 unidades)
RV111023	Tampa de Desinfecção SwabArt® C200 (AVULSAS)	250 unidades (individuais)



www.samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados. A Samtronic é distribuidor da SwabArt®, autorizado pela Asset Medical Design, no Brasil.



Produto fornecido com **código UDI**
(Identificação única para produtos da saúde)



samtronicbrasil



samtronicbrasil



samtronicbrasil

UMD000205 REV00 01/22

Resp. Técnica: Fabianna Rondinelli CRF-SP: 23913

Anvisa Tampa Oclusras: 10188530079
Anvisa Tampa de Desinfecção: 80102512409