

Urosam[®]

Cateter uretral intermitente com bolsa



Cateter de uso único, estéril, descartável, lubrificado, nos modelos feminino e masculino e com bolsa de 1000 mL acoplada. Fácil de manusear.

Indicações

O cateter uretral intermitente UROSAM CATH ALVEUS é indicado para realização de cateterismo vesical intermitente quando há continência e retenção urinária causada por disfunção do trato urinário ou de origem neurológica.

Vantagens


- Modelos feminino e masculino em vários tamanhos;
- Fácil manuseio, leve e compacto;
- Bolsa coletora transparente e graduada até 1000 mL; clara visualização da diurese e
- Válvula antirrefluxo que evita vazamentos durante o uso.

Descrição do produto

- Bolsa coletora de 1000 mL, de polietileno (PE);
- Graduação a cada 100 mL;
- Cateter de PVC transparente com esponja e tubo lubrificados;
- Válvula antirrefluxo e
- Embalagem individual, papel grau cirúrgico.



Praticidade e conforto



Modelos Disponíveis

CÓDIGO	PRODUTO	TAMANHO
RV11201X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Masculino	CH06 50cm
RV11202X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Masculino	CH08 50cm
RV11203X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Masculino	CH10 50cm
RV11204X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Masculino	CH12 50cm
RV11205X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Masculino	CH14 50cm
RV11206X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Masculino	CH16 50cm
RV11207X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Masculino	CH18 50cm
RV11208X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Masculino	CH20 50cm

CÓDIGO	PRODUTO	TAMANHO
RV11211X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Feminino	CH06 25cm
RV11212X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Feminino	CH08 25cm
RV11213X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Feminino	CH10 25cm
RV11214X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Feminino	CH12 25cm
RV11215X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Feminino	CH14 25cm
RV11216X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Feminino	CH16 25cm
RV11217X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Feminino	CH18 25cm
RV11218X	Cateter Urosam Cath Alveus Nelaton Feminino	CH20 25cm



samtronic.com.br
sac@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **Youtube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Telefone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Telefone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Telefone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Telefone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Contate a Samtronic ou um representante autorizado para obter mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedade da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.

 [samtronicoficial](https://www.facebook.com/samtronicoficial)

 [samtronicoficial](https://www.linkedin.com/company/samtronicoficial)

 [samtronicoficial](https://www.instagram.com/samtronicoficial)

Resp. Técnica: Fabianna Franco Rondinelli
CRF-SP 23913

Registro ANVISA
10188530086