


# mongatu<sup>®</sup>

Bomba de infusão de Seringa



# Linha mongatu®

Tecnologia de ponta que reduz os riscos de dosagem e torna as infusões mais seguras e precisas.

## Vantagens

- Display de 3.5" colorido;
- Interface simples e intuitiva para uma programação rápida e segura;
- Ajuste de oclusão mais flexível, com novas configurações mais precisas;
- Maior gama de seringas;
- Equipamento compacto com empilhamento e interconexão elétrica de até 5 bombas e
- Bateria com duração de até 12 horas.

## mongatu **intelli**

### Modo **DERS**

Uma **biblioteca de drogas inteligente** que promove uma terapia mais segura, com menos riscos de erros de dosagem.

## mongatu **TCI intelli**

### Infusão alvo-controlada

**15 protocolos** de infusão personalizados com **5 fármacos**, incluindo **dexmedetomidina**, e aplicabilidade em **vários cenários clínicos**, desde o infantil ao adulto passando por casos de obesidade e obesidade mórbida.



# Softwares



## SamMANAGER®

### Agilidade


**Gestão e monitoramento** de diversas bombas de infusão, a distância e em tempo real.



## SamINTELLI®

### Autonomia

**Criação, customização e gerenciamento** de biblioteca de drogas inteligente.



Wi-Fi



## SamLOG®

### Confiabilidade

Histórico de infusões com **registro de até 7.900 eventos.**



# Flexibilidade

Uma única bomba para diversas aplicações.



**Interconexão elétrica**



**Modos de programação:**

DERS, rampa, bolus intermitente entre outros.

**Trava micrométrica**

do êmbolo da seringa



**Presilha**

da linha de infusão



**Engate/desengate**

do mecanismo.

## Apresentações:

CÓDIGO	MODELO
PB010011	BOMBA DE INFUSAO MONGATU S INTELLI WIFI
PB010021	BOMBA DE INFUSAO MONGATU S TCI INTELLI
PB011011	BOMBA DE INFUSAO MONGATU INTELLI WIFI
PB011021	BOMBA DE INFUSAO MONGATU TCI INTELLI WIFI



Confira nossos modelos de bombas para **controle de dor** em nosso site.





## Empilhamento

Sistema de carregamento eficiente com **único cabo** para alimentação simultânea de **até 5 bombas** empilhadas e acopladas. Compatível com a **linha Icatu e Mongatu**.

## Serisam<sup>®</sup>


Seringas para uso em bombas de infusão.

Disponíveis nos volumes:  
10 mL, 20 mL e 60 mL.



## Extenset<sup>®</sup>

Extensores para uso conjunto com seringas e equipamentos.





**samtronic.com.br**  
sac@samtronic.com.br



Acesse  
o canal  
do **Youtube**  
da Samtronic

**MATRIZ:**

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP  
Telefone: +55 11 2244-7750

**UNIDADE FABRIL:**

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP  
Telefone: +55 11 2490-1910

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:**

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP  
Telefone: +55 11 2244-7835

**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:**

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE  
Telefone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país. As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Contate a Samtronic ou um representante autorizado para obter mais informações. Samtronic e suas marcas registradas são propriedade da Samtronic Indústria e Comércio Ltda. Todos os direitos reservados.



Resp. Técnica: Fabianna Franco Rondinelli  
CRF-SP 23913

Registro ANVISA  
10188530087