


Cath Acqua®

Cateter uretral intermitente hidrofílico pronto para uso



Cath Acqua

Cateter de uso único, estéril, descartável, lubrificado, apresentado em modelos feminino, masculino e pediátrico. Fácil de manusear.

Indicações

O cateter uretral intermitente CATH ACQUA é indicado para realização de cateterismo vesical intermitente quando há incontinência e retenção urinária causada por disfunção do trato urinário ou de origem neurológica.

Vantagens

- Alça de abertura que facilita a abertura da embalagem
- Adesivo para fixação em superfícies lisas
- Orifícios bilaterais para drenagem da urina
- Grip de inserção que facilita o manuseio
- Fácil manuseio, leve e compacto
- Modelos feminino, masculino e pediátrico em vários tamanhos

Descrição do produto

- Opções em PVC ou TPU
- Variedade de pontas que se adaptam à necessidade de cada paciente:
 - Masculino - Nelaton, Tiemann e Flex
 - Feminino - Nelaton
 - Pediátrico - Nelaton

Embalagem individual em papel laminado.


***Apresentação:** embalagem secundária com 30 unidades



Praticidade e conforto




instruções de uso



Modelos disponíveis

Código	Produto	Tamanho
RV113023	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH08 40CM TPU
RV113033	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH10 40CM TPU
RV113043	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH12 40CM TPU
RV113053	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH14 40CM TPU
RV113063	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH16 40CM TPU
RV113073	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH18 40CM TPU
RV113123	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH08 40CM TPU
RV113133	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH10 40CM TPU
RV113143	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH12 40CM TPU
RV113153	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH14 40CM TPU
RV113163	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH16 40CM TPU
RV113173	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH18 40CM TPU
RV113223	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH08 40CM TPU
RV113233	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH10 40CM TPU
RV113243	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH12 40CM TPU
RV113253	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH14 40CM TPU
RV113263	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH16 40CM TPU
RV113273	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH18 40CM TPU
RV113323	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH08 15CM TPU
RV113333	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH10 15CM TPU
RV113343	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH12 15CM TPU
RV113353	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH14 15CM TPU
RV113363	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH16 15CM TPU
RV113373	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH18 15CM TPU
RV113423	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH08 25CM TPU
RV113433	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH10 25CM TPU
RV113443	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH12 25CM TPU
RV113453	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH14 25CM TPU
RV113463	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH16 25CM TPU
RV113473	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH18 25CM TPU



Código	Produto	Tamanho
RV113523	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH08 40CM PVC
RV113533	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH10 40CM PVC
RV113543	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH12 40CM PVC
RV113553	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH14 40CM PVC
RV113563	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH16 40CM PVC
RV113573	CATETER CATH ACQUA NELATON MASCULINO	CH18 40CM PVC
RV113623	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH08 40CM PVC
RV113633	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH10 40CM PVC
RV113643	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH12 40CM PVC
RV113653	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH14 40CM PVC
RV113663	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH16 40CM PVC
RV113673	CATETER CATH ACQUA TIEMANN MASCULINO	CH18 40CM PVC
RV113723	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH08 40CM PVC
RV113733	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH10 40CM PVC
RV113743	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH12 40CM PVC
RV113753	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH14 40CM PVC
RV113763	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH16 40CM PVC
RV113773	CATETER CATH ACQUA FLEX MASCULINO	CH18 40CM PVC
RV113823	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH08 15CM PVC
RV113833	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH10 15CM PVC
RV113843	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH12 15CM PVC
RV113853	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH14 15CM PVC
RV113863	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH16 15CM PVC
RV113873	CATETER CATH ACQUA NELATON FEMININO	CH18 15CM PVC
RV113923	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH08 25CM PVC
RV113933	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH10 25CM PVC
RV113943	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH12 25CM PVC
RV113953	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH14 25CM PVC
RV113963	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH16 25CM PVC
RV113973	CATETER CATH ACQUA NELATON PEDIATRICO	CH18 25CM PVC



samtronic.com.br
contato.sp@samtronic.com.br



Acesse
o canal
do **YouTube**
da Samtronic

MATRIZ:

R. Venda da Esperança, 162, Bairro Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7750

UNIDADE FABRIL:

R. das Indústrias, 334, Distrito Industrial IV, Bragança Paulista, SP
Fone: +55 11 2490-1910

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO:

R. Domingos Jorge, 261, Bairro Vila Socorro, São Paulo, SP
Fone: +55 11 2244-7835

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO NORDESTE:

Rodovia BR 101 Sul, 3791, M 8B, Cabo de Santo Agostinho, PE
Fone: +55 81 3092-3384

Imagens meramente ilustrativas. Verifique se os produtos estão registrados em seu país.
As instruções de uso podem variar de acordo com a localidade. Entre em contato com
a Samtronic ou representante autorizado para mais informações. Samtronic e suas marcas
registradas são propriedades da Samtronic Indústria e Comércio Ltda.
Todos os direitos reservados.



samtronicoficial



samtronicoficial



samtronicoficial